

 Laboratorij za mikobakterije	KRITERIJI ZA ZAVRNITEV KUŽNINE V LABORATORIJU ZA MIKOBakterIJE	SOP-303-MD-DN-006
		Izdaja: 4 Stran: 1/2

1. Namen:

Laboratorij za mikobakterije je načeloma dolžan sprejeti v delo za klasično laboratorijsko diagnostiko mikobakterij (mikroskopija, kultivacija) vse vzorce, ki so v laboratorij napoteni. V določenih primerih teh zahtev ni mogoče izpolniti, zato smo določili kriterije za zavrnitev vzorcev.

2. Zavrnitev vzorcev – vsi vzorci (za preiskavo TBC in test QFT):

Če se podatki o pacientu na vzorcu in na napotnici ne ujemajo, tak vzorec zavrnamo. O katerikoli zavrnitvi vzorca obvezno obvestimo naročnika preiskave. (na napotnico zabeležimo zavrnitev, napišemo osebo, ki smo ji sporočili neskladje, datum in se podpišemo). Če je vzorec brez (ustrezno izpolnjenega) spremnega lista oz. napotnice, poskušamo izvedeti pošiljatelja in od njega zahtevati napotnico. Če napotnice kljub temu ne dobimo, vzorec zavrnamo.

3. Zavrnitev vzorca na preiskavo TBC (mikroskopija, kultivacija, testi občutljivosti):

- Vzorec je popolnoma polit,
- vzorec je neustrezno transportiran,
- neustrezno odvzeti vzorec (npr.: kri in PLI v epruvetah brez antikoagulanta; kostni mozeg in perikardialni punktati se v tem primeru ne zavrneta, doda se ustrezna opomba na izvid),
- vzorca je premalo (za kultivacijo je najmanjša količina vzorca 0,1 ml vzorca → glej sprejem in oceno kužnin SOP-303-MD-DN-002).

3.1. Oblika izvida:

- Vzorec sprejmemo v BIRPIS/ MBL,
- v programu MBL na zavihku »spremni list« kliknemo na pacienta,
- v rubriki »vzorec« izberemo »KUŽNINA ZAVRNJENA«,
- v opombo vzorca zapišemo razlog zavrnitve,
- obračun je 0 točk,
- napotnico obdržimo (če bo naročnik poslal novi vzorec) ali ustrezno arhiviramo.

4. Zavrnitev vzorca na preiskavo test QuaniFERON (QFT):

- Kri odvzeta v napačne epruvete,
- transport krvi od odvzema do laboratorija je daljši kot 16 ur,
- kri do sprejema v naš laboratorij hranjena ali transportirana na hladnem,
- neustrezen volumen vzorca.

4.1. Oblika izvida:

- Vzorec sprejmemo v MBL/BIRPIS,
- v programu MBL v zavihku »izvidi« izberemo ustreznega pacienta in vnesemo pod rezultat preiskave »KRI ZAVRNJENA«,
- v opombo preiskave zapišemo razlog za zavrnitev krvi (izberemo opombo med ponujenimi teksti v programu (T70 in T71); če ustrezne opombe ni na voljo jo dopišemo sami),
- obračunamo priprava testa, to je QFTPR (7,28 točk).

Veljaven od: 16. 9. 2019	Pripravil: Sara Truden	Pregledal: Nadja Polanc	Odobril: dr. Manca Žolnir-Dovč
Dokumenti so obvladovani računalniško. Na papir natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvorni dokument (elektronski ali pisni overjeni dokument), ki se nahaja pri skrbniku dokumenta.			

Oznaka dok. SOP-303-MD-DN-006	Izdaja: 4	Naslov dokumenta KRITERIJI ZA ZAVRNITEV KUŽNINE V LABORATORIJU ZA MIKOBakterIJE	Stran 2 od 2
----------------------------------	--------------	---	--------------

5. Zavrnitev izvedbe AT (test pomnoževanja nukleinskih kislin)

- vzorca je premalo (npr.: kužnine dihal < 1 ml), urin < 20 ml, plevralni/perikardialni ali peritonealni izliv < 5 ml).

6. Po pomoti sprejeti vzorec (naša napaka)

- V programu MBL v spremnem listu izberemo ustreznega pacienta. Pod rubriko »vzorec« izberemo »VZOREC NAPAČNO SPREJET«. Pobrišemo vse naročene preiskave.
- Izvida se ne tiska in pošilja, ampak ga samo »tiskaj v PDF«, da je omogočena avtorizacija izvida.
- Na izvidu mora biti za obračun 0 točk.

Navodila za ustrezen odvzem in transport kužnin so podrobneje zapisana v dokumentu SOP-303-MD-DN-001 in SOP-303-MD-DN-001A.