

 Univerzitetna Klinika Golnik	KATALOG DIAGNOSTIČNIH PREISKAV LKIMG	Oznaka: OBR 309-026 A
		Izdaja: 18
		Stran: 1 / 3

Preiskava	Metoda	Vzorec	Rok izvedbe
<i>Helicobacter pylori</i> IgG	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Legionella pneumoniae</i> IgM	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Legionella pneumoniae</i> IgG	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Bordetella pertussis</i> IgA	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Bordetella pertussis</i> IgM	ELISA	serum	1-10 dni
<i>Chlamydia pn.</i> MIF IgM	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
<i>Chlamydia pn.</i> MIF IgG	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
<i>Chlamydia tr.</i> MIF IgM	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
<i>Chlamydia tr.</i> MIF IgG	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
<i>Chlamydia ps.</i> MIF IgM	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
<i>Chlamydia ps.</i> MIF IgG	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
Antitetanus Ab IgG	ELISA	serum	1-10 dni
Ošpice IgG	ELISA	serum	1-10 dni
Celotni IgE	FEIA	serum	1-7 dni
Specifični IgE	FEIA	serum	1-7 dni
Specifični IgG	FEIA	serum	1-7 dni
ISAC / Mikromreža Alergo	mikromreža	serum	1-14 dni
ECP	FEIA	serum	1-7 dni
Triptaza	FEIA	serum	1-7 dni
Inhibicijski test	FEIA	serum	1-7 dni
Test aktivacije bazofilcev / BAT	Pretočna citometrija	kri s heparinom	1-7 dni
Test aktivacije mastocitov / MAT	Pretočna citometrija	kri s heparinom	1-14 dni
Število bazofilcev	Pretočna citometrija	kri s heparinom	1-7 dni
Celični IgE	Pretočna citometrija	kri s heparinom	1-7 dni
Celični FcεRI	Pretočna citometrija	kri s heparinom	1-7 dni
Imunofenitipizacija v BALu	Pretočna citometrija	BAL	1-7 dni
Imunofenotipizacija v krvi	Pretočna citometrija	kri z EDTA	1-7 dni
Komplement C3c koncentracija	Nefelometrija	serum	1-7 dni
Komplement C4 koncentracija	Nefelometrija	serum	1-7 dni
Komplement C1 inhibitor koncentracija	Nefelometrija	serum	1-7 dni
Komplement C1q	Nefelometrija	serum	1-7 dni
C1 inhibitor aktivnost	ELISA	serum	1-10 dni
Aktivnost komplementa CH50	ELISA	serum	1-10 dni
Revmatoidni faktor	Nefelometrija	serum	1-7 dni
ANA / HEP2	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
DAO	ELISA	serum	1 mesec
VEGF-D (potrditev diagnoze LAM)	ELISA	serum	1-14 dni
Antiendomizijska Ab IgA	Imunofluorescenca	serum	1-10 dni
Tkivna transglutaminaza IgA	ELISA	serum	1-10 dni
Tkivna transglutaminaza IgG	ELISA	serum	1-10 dni

Zapisala: Urška Bidovec Stojković, Ana Koren, Matija Rijavec, Julij Šelb, Nina Žlebir	Pregledal in odobril: Katja Seme, Peter Korošec	Veljaven od: 01.09.2026	Datoteka: KAKOVOST Mapa: navodila A
--	--	----------------------------	--

Dokumenti so obvladovani računalniško. Na papir natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronski ali pisni overjeni dokument), ki se nahaja pri skrbniku kakovosti.

 Univerzitetna Klinika Golnik	KATALOG DIAGNOSTIČNIH PREISKAV LKIMG	Oznaka: OBR 309-026 A
		Izdaja: 18
		Stran: 2 / 3

Preiskava	Metoda	Vzorec	Rok izvedbe
Izolacija DNA		kri z EDTA	1-10 dni
Pomanjkanje AAT			
Določitev različic S in Z gena <i>SERPINA1</i>	PCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-14 dni
Sekvenciranje gena <i>SERPINA1</i>	Sekvenciranje po Sangerju, NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
Cistična fibroza			
Določitev pogostih (50) različic gena <i>CFTR</i>	PCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-2 meseca
Sekvenciranje gena <i>CFTR</i>	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
Filagrin			
Določitev različic R501X in 2282del4 gena <i>FLG</i>	PCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-14 dni
HAE zaradi pomanjkanja C1-INH			
Sekvenciranje gena <i>SERPING1</i>	Sekvenciranje po Sangerju, NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
HAE z normalnim C1-INH			
Sekvenciranje genov <i>F12, PLG, KNG1, ANGPT1, MYOF, HS3ST6</i>	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
Določitev različic genov <i>F12</i> in <i>PLG</i>	Sekvenciranje po Sangerju	kri z EDTA, izolirana DNA	1 mesec
Bolezni telomer			
Sekvenciranje genov <i>ABCA3, DKC1, NAF1, PARN, RTEL1, SFTPA2, SFTPC, TERC, TERT, TINF2</i>	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
Birt-Hogg-Dube sindrom			
Sekvenciranje gena <i>FLCN</i>	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
D816V gena KIT			
Določitev različice <i>D816V</i> gena <i>KIT</i>	PCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-14 dni
Dedna alfa-triptazemija			
Določitev ponovitev gena <i>TPSAB1</i> (alfa in beta)	ddPCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-14 dni
Celiakija			
Določitev alelov HLA-DQ2 in HLA-DQ8	PCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-3 mesece
Laktozna intoleranca			
Določitev različic -13910C>T in -22018G>A gena <i>LCT</i>	PCR	kri z EDTA, izolirana DNA	1-3 mesece
Eksomsko sekvenciranje	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
Eksomsko dosekvenciranje	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	3-6 mesecev
Sekvenciranje celotnega genoma	NGS	kri z EDTA, izolirana DNA	9 mesecev
Sekvenca Sanger	Sekvenciranje po Sangerju	kri z EDTA, izolirana DNA	1-2 meseca
Reinterpretacija podatkov NGS	NGS	/	1-2 meseca
MLPA	MLPA	kri z EDTA, izolirana DNA	1-3 mesece

Zapisala: Urška Bidovec Stojkovič, Ana Koren, Matija Rijavec, Julij Šelb, Nina Žlebir	Pregledal in odobril: Katja Seme, Peter Korošec	Veljaven od: 01.09.2026	Datoteka: KAKOVOST Mapa: navodila A
--	--	----------------------------	--

Dokumenti so obvladovani računalniško. Na papir natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvorni dokument (elektronski ali pisni overjeni dokument), ki se nahaja pri skrbniku kakovosti.

ZAPISI O SPREMEMBAH

Št. Izdaje	Opis spremembe	Datum
18	Zapis nove oblike sledenja spremembam. Dodana nova specialistka za področje klinične mikrobiologije, prof. dr. Katja Seme, dr. med. spec. klin. mikrobiologije	1.9.2026

SEZNANJENI

PK	JŠ	UBS	MR	IH	MŠ	UŽ	NŽ	LD
ZS	KA	KL	NK	MS	HJ	AP	KS	